



# PRODUCT SPECIFICATION



**Product:** CEDERROTH EYE WASH

**Reference code:** 7251, 725200



## 1. Allgemeine Beschreibung

Eine tragbare Augendusche mit einer sterilen, gepufferten Salzlösung. Die Flasche ist leicht zu öffnen und wird in einem Schritt aktiviert, indem Sie die Abdeckhaube abdrehen. Die integrierte Augenmuschel hilft, Ihre Augen während der Spülung geöffnet zu halten und bietet einen reichlichen Fluss ohne unnötigen Verlust.

## 2. Verwendungszweck

Cederroths Augendusche wird bei Augenschäden am Arbeitsplatz verwendet, um Fremdpartikel und schädliche Stoffe auszuspülen.

Cederroths Augendusche hat auch eine neutralisierende Wirkung bei Spritzern von Laugen und Säuren. Der Effekt ist bei Laugen in der Regel stärker als bei Säuren.

Die Augendusche von Cederroth wird so schnell wie möglich nach dem Unfall als Erste Hilfe verwendet, bis die Spülung an einer fest installierten Augenduschestation fortgesetzt werden kann, oder bis medizinische Hilfe eingetroffen ist.

Die Augendusche kann auch während des Transports in ein Krankenhaus verwendet werden.

Wenn die schädliche Substanz aus Säure oder einer Lauge besteht, spülen Sie mindestens 5 - 15 Min. (verwenden Sie mehrere Flaschen oder setzen Sie die Spülung an einer festen Augenduschestation fort). Suchen Sie immer einen Arzt auf.

Die haltbare Konsumentenverpackung enthält 2 Flaschen Cederroths Augendusche.

## 3. Technische Beschreibung

### *Abmessungen :*

#### Flasche

Durchmesser (cm): 6.6  
Höhe (cm) 23,5  
Füllvolumen (ml): 500

#### Karton (2 Flaschen)

L x B x H (cm): 7 x 14,5 x 24,5

### *Material*

Flüssigkeit Steril, isotonische Kochsalzlösung, mit Natrium gepuffertem Borat auf neutralem pH.

Frei von Konservierungsstoffen.

Flasche Versiegelte Flasche aus Polypropylen, hergestellt mit sog. Blow- Fill-Seal-Technik.

Augenmuschel aus transparentem Polypropylen. Staubschutz aus grünem Hartplastik. (ABS)



# PRODUCT SPECIFICATION



## 4. Sterilisierung

Sterilisierungsmethode      Aseptische Abfüllung

## 5. Zusammensetzung

*Konsumentenverpackung (725200)*

*Transportverpackung*

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge</u>	Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:
7251	Cederroth Augendusche	2	6
			Abmessungen (L x B x H) mm: 300 x 235 x 260
			Gewicht (kg): 7,8

## 6. Kennzeichnung

*Produkt/ Konsumentenverpackung*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, E-Mail und URL, Produktname, Artikelnummer Lot-Nummer, Lieferdatum, EAN-Code, Bedienungsanleitung  
Symbole: CE +NB#, STERILE A, DO NOT REUSE, LOT, USE BY, TEMPERATURE LIMITATION

*Transportverpackung*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, URL  
Produktname, Artikelnr.  
Lot-Nummer, Lieferdatum, EAN-Code  
Menge  
Symbole: CE +NB#, LOT, USE BY, FRAGILE

## 7. Lagerung

Lagerung zwischen +2°C und +40°C in der Originalverpackung  
Haltbarkeit: 4,5 Jahre ab Produktionsdatum.

## 8. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden, ist aber nicht notwendig.

7200

Wandhalterung für Cederroth Augendusche



721500

Cederroth Augenduschestation



790400

Wärmeschrank für Cederroth Augendusche



Für organisierte Lagerung. Funktioniert auch als Anti-Diebstahl-System. Die Station enthält auch einen Pflasterspender und extra Stauraum.

## Genehmigt: